

シンフォニープラス メンテナンスチェックリスト						No.1
車種	色	サイズ	購入年月日			
メンテナンス実施日	年	月	日	メンテナンス回数	回	メンテナンス実施者
I. 付属品の点検(有無の確認)[メンテナンスガイドP1～P4]						事業者様 修理可能
1. 取扱説明書[P1] ⑦ ☐						
2. シール部分の剥がれと汚れの点検[P1～P2]						
①蛍光シール 前後左右脚部に4ヶ所 ☐ ☐ ☐ ☐						
②ブレーキシール ハンドル部左右表裏4ヶ所 ☐ ☐ ☐ ☐						
③サイズシール 後脚左側1ヶ所 ☐						
④前輪キャスター回転シール 左右2ヶ所 ☐ ☐						
⑤本体シール バック部の底板1ヶ所 ☐						
⑥背もたれシール 正面背もたれ部1ヶ所 ☐						
⑦ブレーキ調整ネジシール 左右2ヶ所 ☐ ☐						
3. 傘止め用マジックテープ[P3] ⑦ ☐						○
4. バッグ部の点検[P3]						
①全てのホックを止められる(ホック外れは止めて下さい) ☐						×
②バッグ部のほつれ、破れ、汚れがない ☐						×
③バッグの底板(有無)と割れがない ☐						○
④背もたれクッション部分の破れ、汚れがない ☐						○
II. 外観点検(本体からバッグを取りはずして下さい)[P5～P11] ※はずし方はP4を参照						
1. フレームの点検[P5]						
①フレーム部分の傷や汚れがない ☐						○
②フレーム本体のゆがみ点検						
・前脚の曲がりがない ☐						×
・後脚の曲がりがない ☐						×
・ハンドル部分のよじれがない ☐						×
③背もたれ部のがたつきや傷がない ☐						○
④肘掛け部のがたつきや傷がない ☐						×
⑤折りたたみレバー部のがたつきや傷がない ☐						×

2. 溶接部のがたつきや外れの点検[P6]

事業者様修理可能

①前脚下部 左右2ヶ所

☐☐

×

②前脚上部 左右4ヶ所

☐☐☐☐

×

③折りたたみレバー前脚つなぎパイプ部 左右2ヶ所

☐☐

×

④座面部 左右2ヶ所

☐☐

×

⑤後脚部 左右2ヶ所

☐☐

×

⑥後脚座面受け部 左右2ヶ所

☐☐

×

⑦後脚ブレーキ調整部 左右2ヶ所

☐☐

×

⑧ブレーキプレート部 左右2ヶ所

☐☐

×

3. リベット部のかしめの点検(リベットの錆やぐらつきの点検)[P7]

①ブレーキ本体部 左右2ヶ所

☐☐

×

②ひじかけ部 左右2ヶ所

☐☐

×

③前輪キャスター部 左右2ヶ所

☐☐

×

④前輪キャスターロック部 左右2ヶ所

☐☐

×

⑤後脚とブレーキプレート部 左右2ヶ所

☐☐

×

⑥座面部 左右6ヶ所

☐☐☐☐☐☐

×

⑦つなぎパイプつなぎプレート部 左右2ヶ所

☐☐

×

⑧後脚つなぎプレート部 左右2ヶ所

☐☐

×

4. バネ部の点検(バネのはずれ、錆等の点検)[P8]

※又はバネの先端が外を向いて指等にふれないかを点検して下さい。

①後輪部ブレーキバネ 左右2ヶ所

☐☐

○

②折りたたみバネ 左右2ヶ所

☐☐

○

③前輪キャスター部バネ 左右2ヶ所

☐☐

○

④座面部バネ 左右2ヶ所

☐☐

○

⑤座面部丸棒 2本

☐☐

×

シンフォニープラス メンテナンスチェックリスト		No.3	事業者様修理可能		
5. ネジ部の点検(ネジの抜け落ちとゆるみ、錆の点検)[P9]					
①ブレーキ本体 左右2ヶ所	☐	☐	○		
②ブレーキレバーとワイヤー止め部 左右2ヶ所	☐	☐	○		
③ワイヤー流れ止め下部 座面パイプ部左右2ヶ所	☐	☐	○		
④かさ止めブラケット部 左1ヶ所	☐		○		
⑤ワイヤー流れ止め上部 ひじかけ部左右2ヶ所	☐	☐	○		
⑥前輪キャスター部分 左右2ヶ所	☐	☐	○		
⑦前脚と座面パイプ部 左右2ヶ所	☐	☐	○		
⑧押し手の高さ調節部 左右2ヶ所	☐	☐	○		
6. 樹脂パーツの点検(樹脂の割れや汚れや傷の点検)[P10～P11]					
①押し手グリップ 左右2ヶ所	☐	☐	○		
②折りたたみレバー 左右2ヶ所	☐	☐	×		
③高さ調節部 左右2ヶ所	☐	☐	○		
④ひじかけ 左右2ヶ所	☐	☐	×		
⑤かさ止めブラケット 左後脚1ヶ所	☐		○		
⑥背もたれ	☐		○		
⑦開閉用ロックレバー	☐		○		
⑧ブレーキワイヤー調整ネジ 左右2ヶ所	☐	☐	○		
⑨パイプエンドキャップの点検					
・パイプエンドキャップ(大) 座面受け部左右2ヶ所	☐	☐	○		
・パイプエンドキャップ(中) 折りたたみレバー部左右2ヶ所	☐	☐	○		
・パイプエンドキャップ(中) 座面部左右4ヶ所	☐	☐	☐	☐	○
・パイプエンドキャップ(小) ブレーキプレート部左右2ヶ所	☐	☐			○

Ⅲ. 性能点検[P11～P14]

事業者様
修理可能

1. 車輪の点検[P11～P12]

①車輪部の磨耗や割れ 6本

☐☐☐☐☐☐

○

②車輪のキャップの有無と傷 6ヶ所

☐☐☐☐☐☐

○

③前輪キャスター部キャスター受けの抜け落ちやゆるみ 左右2ヶ所

☐☐

○

④車輪止めナット(抜け落ちやゆるみの点検) 4ヶ所

☐☐☐☐

○

⑤前輪後輪の点検

・前輪がスムーズに回転する 4ヶ所

☐☐☐☐

×

・後輪がスムーズに回転する 2ヶ所

☐☐

×

⑥前輪キャスター部の性能点検

・左右60度にした時、前輪を持ち上げ車輪を60度
方向転換した時、スムーズに正面方向に転換する☐☐

○

・キャスター回転止めのロック及び解除がスムーズに
行える 左右2ヶ所☐☐

×

2. 走行点検[P12]

①キャスター固定時に押した時、違和感なくまっすぐ押せる

☐

×

②キャスターフリー(360度)の状態を押した時、前輪車輪が
スムーズに方向転換する☐

×

3. ブレーキ、ストッパーの点検[P13]

①ブレーキ部本体の傷や割れ 左右2ヶ所

☐☐

○

①ブレーキ部レバーの傷や割れ 左右2ヶ所

☐☐

○

①ブレーキ部ワイヤーの折れ曲がりと錆 左右2ヶ所

☐☐

○

①ブレーキ部ナットの抜け落ちやゆるみ 左右2ヶ所

☐☐

○

①ブレーキ部ワイヤーの端カバーの抜け落ち 左右2ヶ所

☐☐

○

②ストッパーの性能点検 左右2ヶ所

☐☐

×

③ブレーキの性能点検 左右2ヶ所

☐☐

×

4. 各開閉等の点検[P14]

事業者様修
理可能

①フレームの折りたたみがスムーズにできるか

☐

×

②座面の上げ下げがスムーズにできるか

☐

×

③高さ調節がスムーズにできるか

☐

×

④開閉用ロックレバーが確実にかけられるか

☐

×

IV. 点検の終了にあたって[P14]

- ・袋部をフレーム本体に装着して下さい。(袋部の付け方参照)
- ・バッグに取扱説明書を入れ、本体を折りたたみケースに入れて下さい。

お疲れさまでした。